

プレスリリース
2022年7月6日

サル痘の診断キットの発売

サル痘の感染者が5月以降世界で急増しており、世界保健機関(WHO)は監視や検査の強化を呼びかけています。日本では未だ感染者の報告はありませんが、感染者の迅速診断による早期発見の準備が求められています。

ビーアイシーグループ株式会社(代表取締役:インディカ バンダーラ、本社:東京都千代田区丸の内)のメディカル事業部、ビーアイシーメディカルは Sansure Biotech Inc.社(中国 長沙市)とサル痘の核酸診断キット「Monkeypox virus Nucleic Acid Kit」(PCR 蛍光プローブ法)の日本国内独占販売契約を締結し 7月11日より研究用試薬として販売を開始します。

この試薬は日本国内の主なリアルタイムPCR装置で測定可能で、測定時間も抽出時間を含め60分間と迅速に測定できます。2022年5月25日に欧州の体外診断薬のCEマーク認証を取得しました。

Sansure Biotech Inc.社は2008年に設立された中国の上場企業、革新的な分子診断および遺伝子技術を備えた統合ソリューションプロバイダーとして既に10年以上の経験を持っています。

ビーアイシーメディカルは、「世界中の高品質な医療技術で、社会に貢献する」を理念に掲げ、世界の高品質な医療技術をお届け致します。独自のグローバルネットワークを通じた信頼できる製造元とのパートナーシップにより、ニーズを満たす医療用品や機器をご提供しています。



【研究用試薬】

- OS3352E-48 Monkeypox virus Nucleic Diagnostic Acid kit (PCR-蛍光プローブキット) 48 テスト/キット
 - OS1011E Sample Release Reagent (検体抽出用試薬) 48 テスト/キット
- 保存温度: -15°C ~ -25°C
※ご注文は受注発注になります。(約2週間)

【本件に関するお問い合わせ先】

ビーアイシーグループ株式会社 ビーアイシーメディカル事業部
〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3-4-1 新国際ビル4階
担当: 三橋 歩
電話: 03-6269-9580 Fax: 03-6269-91118
メール: ayumu@bicgroup.com ホームページ: <https://bicmedical.com>