

## 新型コロナウイルス迅速抗原検査キット「INDICAID™ COVID-19 抗原テスト」 体外診断用医薬品として新発売

ビーアイシーグループ株式会社（代表取締役：インディカ バンダーラ、本社：東京都千代田区丸の内）は、イムノクロマトグラフィー法による迅速簡易検査キット「INDICAID™ COVID-19 抗原テスト」の体外診断用医薬品製造販売承認を2023年6月16日に取得し、2023年7月14日に発売します。本キットは鼻腔ぬぐい液を20分で特別な機器を使用せず目視判定で迅速簡易測定いたします。

ビーアイシーグループは、「世界中の高品質な医療技術で、社会に貢献する」を理念に掲げ、世界の高品質な医療技術をお届け致します。独自のグローバルネットワークを通じた信頼できる製造元とのパートナーシップにより、ニーズを満たす医療用品や機器をご提供しています。

### 【製品概要】

製品名	INDICAID™ COVID-19 抗原テスト
製造販売承認番号	30500EZ00028000
測定原理	イムノクロマト法
使用目的	鼻腔ぬぐい液中の SARS-CoV-2 抗原の検出 (SARS-CoV-2 感染の診断の補助)
包装単位	1テスト、5テスト、25テスト
構成	テストデバイス、検体抽出液 付属品：滅菌綿棒・簡易取扱説明書
有効期間	12ヶ月
保管温度	2～30℃



「INDICAID™ COVID-19 抗原テスト」

### 【詳細情報】

本キットの詳細については以下のリンクからご確認ください。

<https://bicmedical.com/product/antigen-test/>

### 【本件に関するお問い合わせ先】

ビーアイシーグループ株式会社 ビーアイシーメディカル事業部  
〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3-4-1 新国際ビル  
担当：三橋 歩  
電話：03-6269-9580 Fax：03-6269-9118  
メール：ayumu@bicgroup.com ホームページ：bicmedical.com