

医療用ペンライト

ノック式診断用LEDペンライト



医療機器届出番号：13B1X10377000004

販売名：ビーアイシー医療用ペンライト
一般医療機器

ドイツ製


特長

- ★ 豊富なカラーバリエーション
- ★ 連続点灯時間 約100時間
- ★ 表面を厚い酸化アルミニウム被膜を作る表面処理をし耐食性・耐摩耗性を向上
- ★ 高い耐衝撃性
- ★ バッテリー搭載済（単4形乾電池2個使用）

製品仕様

重さ： 45g（乾電池含む）

寸法： 長さ 14.35cm / 幅 1.15cm



性能特性

光度： 15,000 – 31,000 ミリカンデラ

色温度： 約3,000 K（ケルビン）

使用環境条件・動作環境

湿度：30 - 75%

温度：10 - 40℃

使用イメージ



製品リスト

製品コード	JANコード	製品名(カラー)	入数
BIC-200201	4582645180324	ビーアイシー医療用ペンライト(黒)	1個
BIC-200260	4582645180331	ビーアイシー医療用ペンライト(青)	1個
BIC-200270	4582645180348	ビーアイシー医療用ペンライト(赤)	1個
BIC-200280	4582645180355	ビーアイシー医療用ペンライト(紫)	1個
BIC-200291	4582645180362	ビーアイシー医療用ペンライト(ライム)	1個

【製造販売元・問い合わせ先】

ビーアイシーグループ株式会社 **BIC** MEDICAL

ビーアイシーメディカル事業部

〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目4-1 新国際ビル

TEL : 03-6269-9120 FAX : 03-6269-9118

E: contact@bicmedical.com HP: bicmedical.com

【製造元】

Kimetec GmbH (ドイツ)

Be part of our

brighten your care

colorful medical supplies for happier hospital!