


打診器

手首の角度を変えずたたける回転式ヘッド



回転式ヘッド



医療機器届出番号：13B1X10377000003

販売名：ビーアイシー打診器

一般医療機器


ドイツ製

特長

- ☆ さまざまな反射検査に適用できるように利点を統合
- ☆ バビンスキー反射検査用の尖った先端
- ☆ 回転式ヘッドは8段階に調整可能で適した角度を選択
- ☆ しなやかなハンドル
- ☆ 75gまたは150gの2種類をラインナップ、長さ 22cm

製品仕様

- 材質： ハンドル部ープラスチック
 ヘッド部ーポリプロピレン及びエチレンプロピレンゴム
- 重さ： 75g / 150g
- 寸法： 長さ 22cm / 先端幅 6.8cm



使用イメージ



製品リスト

製品コード	JANコード	製品名	カラー	入数
BIC-920460	4582645180232	ビーアイシー打診器 75g	青	1個
BIC-920420	4582645180157	ビーアイシー打診器 75g	紫	1個
BIC-920490	4582645180119	ビーアイシー打診器 75g	ライム/青	1個
BIC-920380	4582645180263	ビーアイシー打診器 150g	オレンジ	1個
BIC-920340	4582645180201	ビーアイシー打診器 150g	ミント	1個
BIC-920370	4582645180287	ビーアイシー打診器 150g	黄/紫	1個

【製造販売元・問い合わせ先】

ビーアイシーグループ株式会社 **BIC** MEDICAL

ビーアイシーメディカル事業部

〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目4-1 新国際ビル

TEL : 03-6269-9120 FAX : 03-6269-9118

E: contact@bicmedical.com HP: bicmedical.com

【製造元】

Kimetec GmbH (ドイツ)

Be part of our

brighten your care

colorful medical supplies for happier hospital!